

Auflage zur Radialispunktion

Einsatzgebiet

Im Krankenhaus für Untersuchungen, Interventionen im Herzkatheterlabor, sowie im Schockraum, OP und Intensivstationen und in der Radiologie beim Setzen eines Zuganges von der Arteria radialis zur invasiven Blutdruckmessung



Ausführung:

Diese Auflage besteht aus einem speziell geschnittenen Schaumstoff und einem abwaschbaren Hygienebezug

- abwaschbar
- kein Schwitzen
- für Allergiker geeignet
- kein Pilzbefall möglich
- ökologisch unbedenklich
- keine Sonderentsorgung
- vielfältig einsetzbar
- einfaches und kostengünstiges Handling

Produktnutzen:

Durch die hohe Stabilität bietet diese Auflage eine einfache, richtige Positionierung des Unterarmes. Eine bessere Sicherheit sowohl für den Patienten als auch für den behandelnden Arzt. Die neuartige Auflage für Radialispunktion erfordert kein zusätzliches Unterpolstern und Fixieren des Armes.

Abmessungen:

Variante XL (ICU-Bereich): 485x135x140 mm

Variante small (OP-Bereich): 280x100x60 mm

ATOS Ambulanz Mobile

Ihr Ansprechpartner: Michael Schiemer
+43 (0)664-333 97 23
office@atos-ambulanz.at

ATOS Group GmbH
Unterkriech 34
A-4845 Rutzenmoos/Regau
www.atos-ambulanz.at